

Albumin v moči

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY									
		Laboratorní příručka OKB							
Seznam základních a speciálních vyšetření									
		platí od: 1.3.2024							
ALBUMIN V MOČI			ACR						
Biologický materiál	vzorek první ranní moči	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den						
Typ zkumavky např.	plastová zkumavka (žlutý uzávěr)	Nejistota	16,0 %						
Použitá metoda	imunoturbidimetrie (albumin) enzymové stanovení (kreatinin)	Jednotka	g/mol kreatininu						
Referenční meze	<table><tr><td>moč</td><td>albumin</td><td>0-30 mg/l</td></tr><tr><td></td><td>ACR</td><td>0-3 g/mol kreatininu</td></tr></table>			moč	albumin	0-30 mg/l		ACR	0-3 g/mol kreatininu
	moč	albumin	0-30 mg/l						
	ACR	0-3 g/mol kreatininu							
SOP	SOPV 118								
Kód VZP	NČLP	Poznámka							
81675	00513	přepočítávací faktor mg/mmol kreatininu=g/mol kreatininu							
Poznámka	Na základě doporučení IFCC je albumin v moči vyjadřován ve formě ACR (poměr albumin/ kreatinin) . Výsledek má nejvyšší výpovědní hodnotu a nejnižší intraindividuální biologickou variabilitu.								
PREANALYTIKA:									
Příprava pacienta									
Vliv materiálu									
Stabilita při 20°C		1 den							

Stabilita při 4-8°C	2 dny
Stabilita při -20°C	3 měsíce
Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	hodnoty snižuje: vegetariánství hodnoty zvyšuje: kouření, stresové stavy, stavy spojené se zvýšením glykovaného hemoglobinu
Biologický poločas	