

Alfa-1-antitrypsin

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
		Laboratorní příručka OKB			
Seznam základních a speciálních vyšetření					
		platí od: 1.6.2023			
ALFA-1-ANTITRYPSIN			ATRY		
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	13,3 %		
Použitá metoda	imunoturbidimetrie	Jednotka	g/l		
Referenční meze	<table><tr><td>sérum</td><td>0,9-2 g/l</td></tr></table>			sérum	0,9-2 g/l
sérum	0,9-2 g/l				
SOP	SOPV 132				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
91149	00053				
Poznámka					
PREANALYTIKA:					
Příprava pacienta					
Vliv materiálu					
Stabilita při 20°C	1 den				
Stabilita při 4-8°C	1 týden				
Stabilita při -20°C	3 měsíce				
Vliv léků					

Vliv denních a jiných cyklů	zvyšuje: těhotenství
Další faktory	snižuje: vegetariánství a nízkokalorická dieta zvyšuje: tělesné cvičení, alkoholismus, chylozita
Biologický poločas	6,5 dne