

Alfa-1-kyselý glykoprotein (orosomukoid)

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
		Laboratorní příručka OKB			
Seznam základních a speciálních vyšetření					
		platí od: 1.6.2023			
ALFA-1-KYSELÝ GLYKOPROTEIN			OROSO		
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	Monovete - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	16,2 %		
Použitá metoda	imunoturbidimetrie	Jednotka	g/l		
Referenční meze	<table><tr><td>sérum</td><td>0,5-1,2 g/l</td></tr></table>			sérum	0,5-1,2 g/l
sérum	0,5-1,2 g/l				
SOP	SOPV 131				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
91151	02585				
Poznámka					
PREANALYTIKA:					
Příprava pacienta					
Vliv materiálu					
Stabilita při 20°C	1 den				
Stabilita při 4-8°C	1 týden				
Stabilita při -20°C	3 měsíce				

Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	snižuje: těhotenství zvyšuje: menopauza
Další faktory	<u>snižuje</u> : hormonální antikoncepce, vegetariánství a nízkokalorická dieta <u>zvyšuje</u> : obezita, kouření, tělesné cvičení
Biologický poločas	5 - 6 dní