

ALP - elektroforéza

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25
SVITAVY

Laboratorní příručka OKB

Seznam základních a speciálních vyšetření

platí od: 1.1.2021

ALP - ELEKTROFORÉZA

ALP-IZO

Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: týdny
---------------------	-------	------------	-------------------------------

Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota
--------------------	--	-----------

Použitá metoda	elektroforéza	Jednotka
----------------	---------------	----------

Referenční meze

SOP

Kód VZP	NČLP	Poznámka
---------	------	----------

81423

Poznámka	odběr do citrátu, EDTA a oxalátu způsobuje pokles hodnot
----------	--

PREANALYTIKA:

Příprava pacienta	odběr nalačno
-------------------	---------------

Vliv materiálu	hemolýza negativně ovlivňuje, stanovení ruší EDTA a citrát
----------------	--

Stabilita při 20°C	-
--------------------	---

Stabilita při 4-8°C	1 týden
---------------------	---------

Stabilita při -20°C	1 rok
---------------------	-------

Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	Po jídle stoupá koncentrace střevního izoenzymu.
Biologický poločas	střevní izoenzym < 1 hodina kostní a jaterní izoenzym 16-60 hodin placentární izoenzym 170 hodin