

C-reaktivní protein

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
		Laboratorní příručka OKB			
Seznam základních a speciálních vyšetření					
		platí od: 1.6.2023			
C-REAKTIVNÍ PROTEIN			CRP		
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: do 1 hod. rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	8,7 %		
Použitá metoda	imunoturbidimetrie	Jednotka	mg/l		
Referenční meze	<table><tr><td>sérum</td><td>0-5 mg/l</td></tr></table>			sérum	0-5 mg/l
sérum	0-5 mg/l				
SOP	SOPV 138, SOPV 361				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
91195	01522				
Poznámka	odběr nejlépe ráno nalačno				
PREANALYTIKA:					
Příprava pacienta					
Vliv materiálu					
Stabilita při 20°C		15 dní			
Stabilita při 4-8°C		2 měsíce			
Stabilita při -20°C		3 roky			

Vliv léků	hodnoty snižuje: nízké dávky aspirinu, Wobenzym, glukokortikoidy
Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	hodnoty zvyšuje: těhotenství, tělesné cvičení, obezita, dieta, poloha při odběru, věk, kouření, nadmořská výška
Biologický poločas	19 hodin