

C4 komplement

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY			
		Laboratorní příručka OKB	
Seznam základních a speciálních vyšetření			
		platí od: 1.6.2023	
C4 KOMPLEMENT			C4
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	4,4 %
Použitá metoda	imunoturbidimetrie	Jednotka	g/l
Referenční meze	sérum	0 – 3 měsíce	0,07-0,3 g/l
		3 – 6 měsíců	0,08-0,3 g/l
		6 měsíců – 110 let	0,1-0,4 g/l
SOP	SOPV 136		
Kód VZP	NČLP	Poznámka	
91161	01207		
Poznámka	sérum se doporučuje fyzicky oddělit od buněk do 2 hodin po odběru		
PREANALYTIKA:			
Příprava pacienta	odběr pacienta nalačno		
Vliv materiálu	žádný do 11 mmol/l TAG		
Stabilita při 20°C	1 den		
Stabilita při 4-8°C	1 týden		

Stabilita při -20°C	3 měsíce
Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	těhotenství, vyšší věk zvyšuje
Biologický poločas	48 hodin