

CA 19-9 - nádorový marker

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
		Laboratorní příručka OKB			
Seznam základních a speciálních vyšetření					
		platí od: 1.3.2024			
CA 19-9 - NÁDOROVÝ MARKER			COLON		
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	3,6 %		
Použitá metoda	imunochemická	Jednotka	kU/l		
Referenční meze	<table><tr><td>sérum</td><td>0-37 kU/l</td></tr></table>			sérum	0-37 kU/l
sérum	0-37 kU/l				
SOP	SOPV 264				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
81235	19504	U/ml = kU/l			
Poznámka	pozor na kontaminaci slinami nebo potem – zvyšuje se hodnota!				
PREANALYTIKA:					
Příprava pacienta					
Vliv materiálu					
Stabilita při 20°C		1 týden			
Stabilita při 4-8°C		1 měsíc			
Stabilita při -20°C		1 rok			
Vliv léků					

Vliv denních a jiných cyklů	zvýšení hodnot - těhotenství, menstruace
Další faktory	neprůchodnost biliárních cest silně zvyšuje hladinu CA 19-9; lidé s krevní skupinou Le a-/b- nejsou schopni geneticky syntetizovat CA 19-9
Biologický poločas	5 dní