

CA 72-4 - nádorový marker

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
		Laboratorní příručka OKB			
Seznam základních a speciálních vyšetření					
		platí od: 1.3.2024			
CA 72-4 - NÁDOROVÝ MARKER			CA 72-4		
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	8,1 %		
Použitá metoda	elektrochemiluminiscence	Jednotka	kU/l		
Referenční meze	<table><tr><td>sérum</td><td>0-6,9 kU/l</td></tr></table>			sérum	0-6,9 kU/l
sérum	0-6,9 kU/l				
SOP	SOPV 299				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
81235	19511	U/ml = kU/l			
Poznámka	vzorky by neměly být odebrány pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (tj. vyšší než 5 mg/den) po dobu nejméně 8 hod. od podání poslední dávky				
PREANALYTIKA:					
Příprava pacienta					
Vliv materiálu					
Stabilita při 20°C		1 týden			
Stabilita při 4-8°C		1 měsíc			

Stabilita při -20°C	3 měsíce
Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	přechodné a mírné zvýšení u benigních stavů - pankreatitis, jaterní cirhóza, plicní choroby, revmatismus, choroby GIT, ledvin; CA 72-4 vhodně doplňuje sledování u nemocných s nádory kolorekta, neprodukující CEA nebo CA 19-9
Biologický poločas	3 dny