

Ceruloplasmin

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
		Laboratorní příručka OKB			
Seznam základních a speciálních vyšetření					
		platí od: 1.6.2023			
CERULOPLASMIN			CERU		
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	12,0 %		
Použitá metoda	imunoturbidimetrie	Jednotka	g/l		
Referenční meze	<table><tr><td>sérum</td><td>0,2-0,6 g/l</td></tr></table>			sérum	0,2-0,6 g/l
sérum	0,2-0,6 g/l				
SOP	SOPV 133				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
91141	01492				
Poznámka	oddělit sérum od buněk do 2 hodin				
PREANALYTIKA:					
Příprava pacienta					
Vliv materiálu					
Stabilita při 20°C	1 den				
Stabilita při 4-8°C	1 týden				
Stabilita při -20°C	3 měsíce				

Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	zvyšuje těhotenství
Další faktory	hodnoty snižuje: malnutrice hodnoty zvyšuje: alkoholismus, perorální antikoncepce, cvičení, laktace
Biologický poločas	4 dny