

Cytokeratinový fragment 21-1

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
		Laboratorní příručka OKB			
Seznam základních a speciálních vyšetření					
		platí od: 1.3.2024			
CYTOKERATINOVÝ FRAGMENT 21-1			CYFRA 21-1		
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	11,1 %		
Použitá metoda	elektrochemiluminiscence	Jednotka	µg/l		
Referenční meze	<table><tr><td>sérum</td><td>0-3,3 µg/l</td></tr></table>			sérum	0-3,3 µg/l
sérum	0-3,3 µg/l				
SOP	SOPV 308				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
93265	19547				
Poznámka					
PREANALYTIKA:					
Příprava pacienta	vzorky by neměly být odebrány pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (tj. > 5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu				
Vliv materiálu					
Stabilita při 20°C	1 týden				
Stabilita při 4-8°C	1 měsíc				

Stabilita při -20°C	roky
Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	<u>hodnoty zvyšuje:</u> kontaminace slinami, těhotenství (39.-40. týden v důsledku děložních kontrakcí), předčasný porod, odběr ihned po endotracheální intubaci a při dlouhodobé přetlakové ventilaci, trauma tkání bohatých na cytokeratin (chirurgický zákrok na plicích aj.)
Biologický poločas	3 hodiny