

Frakční exkrece iontů a vody

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY																	
		Laboratorní příručka OKB															
Seznam základních a speciálních vyšetření																	
		platí od: 1.1.2021															
FRAKČNÍ EXKRECE IONTŮ Na, K, Cl, Ca, P, Mg a VODY		FENA, FEK, FECL, FECA, FEP, FEMG, FEHO															
Biologický materiál	sérum, moč	Dostupnost	statim: do 1 hod rutina: 1 den														
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr moč – plastová zkumavka	Nejistota															
Použitá metoda	výpočtová metoda	Jednotka	%														
Referenční meze	<table><tr><td>FENA</td><td>0,4 – 1,2 %</td></tr><tr><td>FEK</td><td>4 – 19 %</td></tr><tr><td>FECL</td><td>0,3 – 2 %</td></tr><tr><td>FECA</td><td>1 – 5 %</td></tr><tr><td>FEP</td><td>5 – 20 %</td></tr><tr><td>FEMG</td><td>3 – 8 %</td></tr><tr><td>FEHO</td><td>0,4 – 2 %</td></tr></table>			FENA	0,4 – 1,2 %	FEK	4 – 19 %	FECL	0,3 – 2 %	FECA	1 – 5 %	FEP	5 – 20 %	FEMG	3 – 8 %	FEHO	0,4 – 2 %
FENA	0,4 – 1,2 %																
FEK	4 – 19 %																
FECL	0,3 – 2 %																
FECA	1 – 5 %																
FEP	5 – 20 %																
FEMG	3 – 8 %																
FEHO	0,4 – 2 %																
SOP																	
Kód VZP	NČLP	Poznámka															
	01788, 01789, 01790, 01791, 01792, 01794, 14847																

Poznámka	moč jednorázová nebo krátkodobý sběr nad 4 hod. k výpočtu je nutno stanovit koncentraci kreatininu a minerálů v séru a moči	
PREANALYTIKA:		
Příprava pacienta		
Vliv materiálu		
Stabilita při 20°C		
Stabilita při 4-8°C		
Stabilita při -20°C		
Vliv léků		
Vliv denních a jiných cyklů		
Další faktory		
Biologický poločas		