

Glykovaný hemoglobin

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
		Laboratorní příručka OKB			
Seznam základních a speciálních vyšetření					
		platí od: 1.3.2024			
GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN			HBA1C		
Biologický materiál	plná krev	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	BD Vacutainer - fialový uzávěr (3 ml) Monovette – červený uzávěr (2,6 ml) otevřený systém - plastová zkumavka s K2EDTA	Nejistota	1,4 %		
Použitá metoda	HPLC	Jednotka	mmol/mol		
Referenční meze	<table><tr><td>plná krev</td><td>20-42 mmol/mol</td></tr></table>			plná krev	20-42 mmol/mol
plná krev	20-42 mmol/mol				
SOP	SOPV 105				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
81449	15194	přepočítávací faktor mmol/mol = % x 10			
Poznámka	HbA1c 45,0 - 60,0 mmol/mol; 4,5 - 6,0 % dobrá kompenzace diabetu HbA1c > 60,0 mmol/mol; > 6.0 % špatná kompenzace diabetu				
PREANALYTIKA:					
Příprava pacienta					
Vliv materiálu					
Stabilita při 20°C		3 dny			

Stabilita při 4-8°C	1 týden
Stabilita při -20°C	6 měsíců
Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	falešné snížení u anemií
Biologický poločas	120 dní