

hs-Troponin I

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY									
		Laboratorní příručka OKB							
Seznam základních a speciálních vyšetření									
		platí od: 1.9.2024							
HIGH SENSITIVE-TROPONIN I			TROP-I						
Biologický materiál	plazma (EDTA)	Dostupnost	statim: do 1hod. rutina: 1 den						
Typ zkumavky např.	BD Vacutainer - fialový uzávěr (3 ml) otevřený systém - plastová zkumavka s K2EDTA	Nejistota	15,0 %						
Použitá metoda	imunochemická	Jednotka	ng/l						
Referenční meze	<table><tr><td>plazma</td><td>muži</td><td>0-29,7 ng/l</td></tr><tr><td></td><td>ženy</td><td>0-20,3 ng/l</td></tr></table>			plazma	muži	0-29,7 ng/l		ženy	0-20,3 ng/l
	plazma	muži	0-29,7 ng/l						
	ženy	0-20,3 ng/l							
SOP	SOPV 275								
Kód VZP	NČLP	Poznámka							
81237	16217								
Poznámka									
PREANALYTIKA:									
Příprava pacienta	Doporučen je odběr ihned po příjmu pacienta, dále pak za 2 - 4 hod., pak za 8 - 12 hod.								
Vliv materiálu									
Stabilita při 20°C	6 hodin								
Stabilita při 4-8°C	1 den								

Stabilita při -20°C	2 měsíce
Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	
Biologický poločas	