

Imunoglobulin IgE

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY			
		Laboratorní příručka OKB	
Seznam základních a speciálních vyšetření			
		platí od: 1.6.2023	
IMUNOGLOBULIN IGE			IGE
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: do 1 hod. rutina: 1 den
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	17,4 %
Použitá metoda	imunoturbidimetrie	Jednotka	kU/l
Referenční meze	sérum	0– 1 rok	0-15 kU/l
		1 – 5 let	0-60 kU/l
		5 – 9 let	0-90 kU/l
		9 – 15 let	0-200 kU/l
		15 – 110 let	0-100 kU/l
SOP	SOPV 266		
Kód VZP	NČLP	Poznámka	
93113	02165		
Poznámka			
PREANALYTIKA:			
Příprava pacienta			
Vliv materiálu	žádná významná interference pro: bilirubin < 1026,0 µmol/l TAG < 18,0 mmol/l Hb < 7,5 g/l RF < 660,0 IU/ml		

Stabilita při 20°C	1 týden
Stabilita při 4-8°C	1 týden
Stabilita při -20°C	6 měsíců
Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	zvyšuje: kouření a bakteriální kontaminace, heparin, oxalát, citrát, EDTA
Biologický poločas	3-5 dní