

Imunoglobulin IgG

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY			
		Laboratorní příručka OKB	
Seznam základních a speciálních vyšetření			
		platí od: 1.6.2023	
IMUNOGLOBULIN IGG			IGG
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	3,1 %
Použitá metoda	imunoturbidimetrie	Jednotka	g/l
Referenční meze	sérum	0 – 15 dní	5,7-12,7 g/l
		16 dní – 3 měsíce	2,3-6,6 g/l
		3 – 12 měsíců	2,2-11,2 g/l
		1 – 6 let	5,5-14,7 g/l
		6 – 8 let	3,8-13,0 g/l
		8 – 11 let	6,0-14,3 g/l
		11 – 16 let	6,3-13,5 g/l
		16 – 50 let muži	6,1-14,9 g/l
		16 – 50 let ženy	6,9-15,7 g/l
		50 – 90 let muži	6,1-14,9 g/l
		50 – 90 let ženy	6,7-16,0 g/l
		90 - 110 let muži	1,6-17,5 g/l
		90 - 110 let ženy	3,9-18,9 g/l
SOP	SOPV 27		

Kód VZP	NČLP	Poznámka
91129	02179	
Poznámka		
PREANALYTIKA:		
Příprava pacienta		
Vliv materiálu	interference: bilirubin nad 30 µmol/l; Hb nad 5 g/l; TAG nad 10 mmol/l	
Stabilita při 20°C	1 den	
Stabilita při 4-8°C	1 týden	
Stabilita při -20°C	12 týdnů	
Vliv léků		
Vliv denních a jiných cyklů		
Další faktory	snížení: odvykání alkoholu, těhotenství, kouření zvýšení: bakteriální kontaminace, alkoholismus	
Biologický poločas	12 dní	