

Kreatinkináza MB mass

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
		Laboratorní příručka OKB			
Seznam základních a speciálních vyšetření					
		platí od: 1.3.2024			
KREATINKINASA MB MASS			CK-MB MASS		
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: do 1 hod. rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	16,7 %		
Použitá metoda	imunochemická	Jednotka	µg/l		
Referenční meze	<table><tr><td>sérum</td><td>0-3,7 µg/l</td></tr></table>			sérum	0-3,7 µg/l
sérum	0-3,7 µg/l				
SOP	SOPV 15				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
81497, 81167	19526				
Poznámka	centrifugovat do 30 minut po odběru, chránit vzorek před světlem				
PREANALYTIKA:					
Příprava pacienta					
Vliv materiálu					
Stabilita při 20°C		4 hodiny			
Stabilita při 4-8°C		1 týden			
Stabilita při -20°C		1 měsíc			

Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	fyzická zátěž a alkoholismus hodnoty zvyšuje, neodebírejte po chirurgických výkonech nebo opakovaných intramuskulárních injekcích, přímé světlo hodnoty snižuje
Biologický poločas	12 hodin