

Lipoprotein-asociovaná fosfolipáza A2 LP-PLA2 (PLAC)

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
		Laboratorní příručka OKB			
Seznam základních a speciálních vyšetření					
		platí od: 1.3.2024			
LIPOPROTEIN-ASOCIOVANÁ FOSFOLIPÁZA A2 LP-PLA2 (PLAC)			PLAC		
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota			
Použitá metoda	enzymatické stanovení	Jednotka	μkat/l		
Referenční meze	<table><tr><td>sérum</td><td>0-176 μkat/l</td></tr></table>			sérum	0-176 μkat/l
sérum	0-176 μkat/l				
SOP	SOPV 8				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
81771	18009				
Poznámka	vyšetření PLAC provádíme až po nasbírání dostatečného počtu vzorků				
PREANALYTIKA:					
Příprava pacienta					
Vliv materiálu		interference: viditelná hemolýza; lipémie			
Stabilita při 20°C		1 den			
Stabilita při 4-8°C		2 týdny			
Stabilita při -20°C		18 měsíců			

Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	
Biologický poločas	