

Moč chemicky, sediment mikroskopicky

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY						
		Laboratorní příručka OKB				
Seznam základních a speciálních vyšetření						
				platí od: 1.3.2024		
MOČ CHEMICKY, SEDIMENT MIKROSKOPICKY					MS	
Biologický materiál	nejlépe ranní moč (střední proud)	Dostupnost		statim: do 1 hod rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	moč – plastová zkumavka (žlutý uzávěr)	Nejistota				
Použitá metoda	reflexní fotometrie + digitální analýza	Jednotka		arb.j.; kg/m³; 10 ⁶ /l		
Referenční meze	negativní - odpovídá referenčnímu rozmezí: ery 0-5, leuko 0-10, epitelie 0-15, bakterie 0-40, válce hyalinní 0-0,1 a ostatní elementy 0					
	Mikroskopická analýza močového sedimentu		arbitrární jednotky			
			0	1	2	3
	Erytrocyty (10 ⁶ /l)	0-5	6-50	51-100	101-500	> 500
	Leukocyty (10 ⁶ /l)	0-10	11-50	51-100	101-250	> 250
	Epitelie dlaždicové, kulaté (10 ⁶ /l)	0-15	16-50	51-100	101-200	> 200
	Bakterie (10 ⁶ /l)	0-40	41-80	81-150	151-400	> 400
	Válce hyalinní (10 ⁶ /l)	0-0,1	0,2-4	5-10	> 10	
	Válce granulované (10 ⁶ /l)	0	1-4	5-10	> 10	
	Ostatní elementy - kvasinky, uráty, drť, hlenová vlákna, oxaláty, tripelfosfáty, krystaly, kyselina močová, lékové krystaly, trichomonas vaginalis, spermie	0	přítomny	četné	velmi četné	záplava
SOP	SOPV 201					

Kód VZP	NČLP	Poznámka
81775	03399, 05143, 03410, 03414, 03364, 03378, 03434, 03280, 03371, 03356, 03385, 03298, 08514, 15166, 15167, 04989, 09144, 03431, 03438, 03335, 03339, 03331, 03333, 12330, 12336	
Poznámka	U žen by měl být odběr moče proveden mimo menstruaci. Minimální objem ranní moče je 2,6 ml.	
PREANALYTIKA:		
Příprava pacienta		
Vliv materiálu		
Stabilita při 20°C	-	
Stabilita při 4-8°C	24 hodin	
Stabilita při -20°C	-	
Vliv léků		
Vliv denních a jiných cyklů		
Další faktory		
Biologický poločas		