

Myoglobin

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY			
		Laboratorní příručka OKB	
Seznam základních a speciálních vyšetření			
		platí od: 1.3.2024	
MYOGLOBIN			MYOG
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: do 1 hod. rutina: 1 den
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	9,3 %
Použitá metoda	imunoturbidimetrie	Jednotka	µg/l
Referenční meze	sérum	muži	28,0-72,0 µg/l
		ženy	25,0-58,0 µg/l
SOP	SOPV 90		
Kód VZP	NČLP	Poznámka	
93135	11271		
Poznámka			
PREANALYTIKA:			
Příprava pacienta			
Vliv materiálu		interference: bilirubin >1026,0 µmol/l Hb >5,0 g/l TAG >10,3 mmol/l	
Stabilita při 20°C		2 dny	
Stabilita při 4-8°C		1 týden	

Stabilita při -20°C	3 měsíce
Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	hodnoty zvyšuje: nadměrná tělesná zátěž, i.m. injekce, úrazy hodnoty snižuje: stres, odběr do EDTA
Biologický poločas	10 - 20 minut