

N-TERMINÁLNÍ PROPEPTID PROKOLAGENU TYPU I CELKOVÝ

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY			
		Laboratorní příručka OKB	
Seznam základních a speciálních vyšetření			
		platí od: 1.3.2024	
N-TERMINÁLNÍ PROPEPTID PROKOLAGENU TYPU I CELKOVÝ			TP1NP
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	8,3 %
Použitá metoda	elektrochemiluminiscence	Jednotka	µg/l
Referenční meze	sérum	0 – 25 let muži	35-1404 µg/l
		0 – 25 let ženy	52-820 µg/l
		25 – 110 let muži	22-89 µg/l
		25 – 110 let ženy	12-90 µg/l
SOP	SOPV 318		
Kód VZP	NČLP	Poznámka	
93255	19703		
Poznámka			
PREANALYTIKA:			
Příprava pacienta			
Vliv materiálu		ovlivňuje hemolýza	
Stabilita při 20°C		1 den	

Stabilita při 4-8°C	5 dní
Stabilita při -20°C	6 měsíců
Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	
Biologický poločas	6-8 minut