

Neuron-specifická enoláza

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
		Laboratorní příručka OKB			
Seznam základních a speciálních vyšetření					
		platí od: 1.3.2024			
NEURON-SPECIFICKÁ ENOLÁZA			NSE		
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	10,0 %		
Použitá metoda	elektrochemiluminiscence	Jednotka	µg/l		
Referenční meze	<table><tr><td>sérum</td><td>0-16,3 µg/l</td></tr></table>			sérum	0-16,3 µg/l
sérum	0-16,3 µg/l				
SOP	SOPV 309				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
93167	19680				
Poznámka					
PREANALYTIKA:					
Příprava pacienta	vzorky by neměly být odebrány pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (tj. > 5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu				
Vliv materiálu	interference: hemolýza (i velice slabá)				

Stabilita při 20°C	2 dny
Stabilita při 4-8°C	5 dní
Stabilita při -20°C	3 měsíce
Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	hodnoty zvyšuje: pozdní separace séra (separaci séra zajistit do 1 hod!)
Biologický poločas	1 den