

Prealbumin

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
		Laboratorní příručka OKB			
Seznam základních a speciálních vyšetření					
		platí od: 1.1.2021			
PREALBUMIN			PREA		
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota			
Použitá metoda	imunoturbidimetrie	Jednotka	g/l		
Referenční meze	<table><tr><td>sérum</td><td>0,2-0,4 g/l</td></tr></table>			sérum	0,2-0,4 g/l
sérum	0,2-0,4 g/l				
SOP	SOPV 130				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
91143	02715				
Poznámka					
PREANALYTIKA:					
Příprava pacienta					
Vliv materiálu	vyloučit chylózní a hemolytické sérum				
Stabilita při 20°C	1 den				
Stabilita při 4-8°C	1 týden				
Stabilita při -20°C	1 rok				
Vliv léků	hodnoty zvyšuje: orální antikoncepce, kortikosteroidy, anabolika				

Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	<u>hodnoty snižuje:</u> těhotenství, vegetariánství, ztráta hmotnosti <u>hodnoty zvyšuje:</u> stresové stavy, deprese, kouření, úspěšná parenterální výživa, hypervitaminóza A
Biologický poločas	2 dny