

Revmatoidní faktor

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
		Laboratorní příručka OKB			
Seznam základních a speciálních vyšetření					
		platí od: 1.3.2024			
REVMATOIDNÍ FAKTOR			RF		
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota			
Použitá metoda	imunoturbidimetrie	Jednotka	IU/ml		
Referenční meze	<table><tr><td>sérum</td><td>0-15,0 IU/ml</td></tr></table>			sérum	0-15,0 IU/ml
sérum	0-15,0 IU/ml				
SOP	SOPV 137				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
91287	11446				
Poznámka					
PREANALYTIKA:					
Příprava pacienta	odběr nalačno				
Vliv materiálu	Ke stanovení nepoužívat hemolytická a lipemická séra.				
Stabilita při 20°C	1 den				
Stabilita při 4-8°C	1 týden				
Stabilita při -20°C	3 měsíce				
Vliv léků	hodnoty snižují: penicilamin, antimalarika, cytostatika				

Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	hodnoty zvyšuje: kouření, vzestup s věkem
Biologický poločas	