

Thyreoglobulin

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
		Laboratorní příručka OKB			
Seznam základních a speciálních vyšetření					
		platí od: 1.6.2023			
THYREOGLOBULIN			TG		
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	5,2 %		
Použitá metoda	imunochemická	Jednotka	µg/l		
Referenční meze	<table><tr><td>sérum</td><td>1,6-59,9 µg/l</td></tr></table>			sérum	1,6-59,9 µg/l
sérum	1,6-59,9 µg/l				
SOP	SOPV 296				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
93199	12316				
Poznámka	U sér s vysokou koncentrací TG je nezbytné současné stanovení protilátek proti TG (anti TG; TgAb) k posouzení případné interference.				
PREANALYTIKA:					
Příprava pacienta					
Vliv materiálu					
Stabilita při 20°C		2 dny			
Stabilita při 4-8°C		3 dny			
Stabilita při -20°C		1 měsíc			

Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	<u>hodnoty zvyšuje:</u> TGAbs (dual antibody assay), těhotenství (12. - 14. týden) <u>hodnoty snižuje:</u> TGAbs (single antibody assay), pokles od narození do dospělosti, přítomnost imunologicky neaktivního TG
Biologický poločas	2,5 dne