

Thyroxin volný

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
		Laboratorní příručka OKB			
Seznam základních a speciálních vyšetření					
		platí od: 1.3.2024			
THYROXIN VOLNÝ			FT4		
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	3,7 %		
Použitá metoda	imunochemická	Jednotka	pmol/l		
Referenční meze	<table><tr><td>sérum</td><td>10,6-21 pmol/l</td></tr></table>			sérum	10,6-21 pmol/l
sérum	10,6-21 pmol/l				
SOP	SOPV 253				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
93189	19599				
Poznámka					
PREANALYTIKA:					
Příprava pacienta					
Vliv materiálu					
Stabilita při 20°C	2 dny				
Stabilita při 4-8°C	2 týdny				
Stabilita při -20°C	3 měsíce				

Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	sezónní variace s max. v září až únoru, min. v létě (rozdíl 15 %)
Další faktory	hodnotu snižuje: odvykání heroinu, tělesné cvičení, těhotenství
Biologický poločas	8 dní