

Toxikologie – kvalitativně

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
		Laboratorní příručka OKB			
Seznam základních a speciálních vyšetření					
		platí od: 1.3.2024			
TOXIKOLOGIE - KVALITATIVNĚ			TOXI		
Biologický materiál	moč	Dostupnost	statim: do 1 hod. rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	moč – plastová zkumavka (žlutý uzávěr)	Nejistota			
Použitá metoda	rychlý imunochromatografický test	Jednotka	slovní hodnocení		
Referenční meze	<table><tr><td>moč</td><td>viditelný proužek = negativní</td></tr></table>			moč	viditelný proužek = negativní
moč	viditelný proužek = negativní				
SOP	SOPV 233				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
92135	11450, 11526, 11524, 14701, 11587, 11541, 11579, 11535, 11577, 11585, 11617				
Poznámka	stanovujeme: amfetamin, barbituráty, benzodiazepiny, kokain, metamfetamin, opiáty, methadon, extázi, fencyklidin, marihuanu, tricyklická antidepresiva				
PREANALYTIKA:					
Příprava pacienta					
Vliv materiálu					
Stabilita při 20°C	-				
Stabilita při 4-8°C	2 dny				

Stabilita při -20°C	dlouhodobě
Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	falešná negativita: vysoká hydratace před sběrem moče falešná pozitivita: při použití léků s kodeinem je pozitivita na opiáty, léky s obsahem pseudoefedrinu a fenylpropanolaminu reagují pozitivně na amfetaminy
Biologický poločas	