

Transferin

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY			
		Laboratorní příručka OKB	
Seznam základních a speciálních vyšetření			
		platí od: 1.6.2023	
TRANSFERIN			TRF
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: do 1 hod. rutina: 1 den
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	1,9 %
Použitá metoda	imunoturbidimetrie	Jednotka	g/l
Referenční meze	sérum	0 – 6 týdnů	0,9-2,0 g/l
		6 týdnů – 1 rok	1,3-3,6 g/l
		1 - 15 let	1,7-3,7 g/l
		15 – 60 let muži	1,9-3,6 g/l
		15 – 60 let ženy	1,8-4,2 g/l
		60 - 90 let	1,9-3,7 g/l
		90 - 110 let	1,8-3,5 g/l
SOP	SOPV 29		
Kód VZP	NČLP	Poznámka	
91137	03016		
Poznámka	nepoužívat EDTA a citrát plazmu		
PREANALYTIKA:			
Příprava pacienta		odběr ráno nalačno	

Vliv materiálu	vyloučit hemolýzu a chylozitu
Stabilita při 20°C	1 den
Stabilita při 4-8°C	1 týden
Stabilita při -20°C	3 měsíce
Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	ovlivňuje těhotenství
Další faktory	<u>hodnoty zvyšuje:</u> nadmořská výška, tělesná námaha <u>hodnoty snižuje:</u> nízkokalorická dieta, malnutrice, pokles s věkem, obezita, těhotenství, pobyt ve vyšší nadmořské výšce
Biologický poločas	7 dní