

Trijódtyronin celkový

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
		Laboratorní příručka OKB			
Seznam základních a speciálních vyšetření					
		platí od: 1.3.2024			
TRIJÓDTYRONIN CELKOVÝ			T3		
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	6,1 %		
Použitá metoda	imunochemická	Jednotka	nmol/l		
Referenční meze	<table><tr><td>sérum</td><td>1,22-2,43 nmol/l</td></tr></table>			sérum	1,22-2,43 nmol/l
sérum	1,22-2,43 nmol/l				
SOP	SOPV 251				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
93185	19737				
Poznámka					
PREANALYTIKA:					
Příprava pacienta	zatažení paže po 3 min. - vzestup o 10 %				
Vliv materiálu					
Stabilita při 20°C	2 dny				
Stabilita při 4-8°C	8 dní				
Stabilita při -20°C	3 měsíce				

Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	zvýšení během těhotenství
Další faktory	<u>hodnoty snižuje:</u> stáří, alkoholismus, hladovění a nízkokalorické diety, stresové stavy, kouření <u>hodnoty zvyšuje:</u> zvýšený příjem potravy u obezních, snížení proteinů
Biologický poločas	19 hod - 1,5 dne