

Žlučové kyseliny

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25
SVITAVY

Laboratorní příručka OKB

Seznam základních a speciálních vyšetření

platí od: 1.1.2021

ŽLUČOVÉ KYSELINY

ŽK

Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: do 1 hod rutina: 1 den
---------------------	-------	------------	-----------------------------------

Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota
--------------------	--	-----------

Použitá metoda	enzymatické stanovení	Jednotka	umol/l
----------------	-----------------------	----------	--------

Referenční meze	<table><tr><td>sérum</td><td>0-10 umol/l</td></tr></table>	sérum	0-10 umol/l
sérum	0-10 umol/l		

SOP	SOPV 339
-----	----------

Kód VZP	NČLP	Poznámka
---------	------	----------

81358	01159	
-------	-------	--

Poznámka

PREANALYTIKA:

Příprava pacienta	koncentrace žlučových kyselin se stanovuje po cca 8-12 hodinovém lačnění
-------------------	--

Vliv materiálu	
----------------	--

Stabilita při 20°C	-
--------------------	---

Stabilita při 4-8°C	1 týden
---------------------	---------

Stabilita při -20°C	3 měsíce
Vliv léků	ke stanovení žlučových kyselin nejsou vhodné vzorky krve od pacientů, kteří podstupují léčbu kyselinou ursodeoxycholovou
Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	
Biologický poločas	